

日常生活用具としてご購入をお考えの方へ

日常生活用具給付等事業は、市町村が行う地域生活支援事業の一つとして、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与することにより福祉の増進に資することを目的としています。この制度を活用することによって、指伝話*Kit2*導入の際にお住まいの市町村から補助が給付される場合があります。市町村の福祉担当窓口でご確認ください。神奈川県藤沢市をはじめ、全国各地の市町村にて日常生活用具として給付をいただいています。

日常生活用具の申請は、必ず製品をご購入の前に行ってください。ご購入後の給付は受けられません。なお、各市町村の判断により給付対象とならない場合もあります。

専用機でご利用いただくのではなく、お持ちのタブレットに指伝話アプリを入れてお使いいただく方法もあります。アプリの購入を日常生活用具の支援対象としている市町村もございます。汎用的なタブレットのご利用は、専用機とは違って他のアプリを使ったり通信機能を利用したりするなどの魅力があります。

まずはご相談ください。

指伝話 *Kit2* (ゆびでんわ キット ツー)

*指伝話専用表示端末(大きさは2種類お選びいただけます)

大: 高さ:169.5mm 幅:240mm 厚さ:7.5mm 重さ:469g

中: 高さ:134.7mm 幅:200mm 厚さ:7.5mm 重さ:331g

※色は白色(背面はグレー)です。

*電話通信用専用アダプタ

高さ:77mm 幅:34mm 厚さ:15mm 重さ:50g ケーブル:長さ150mm

*付属品: 端末充電ケーブル、アダプタ接続ミニプラグケーブル(200mm)、ボタン電池(イヤホン、携帯電話は付属していません)

指伝話*Kit2*はご購入日から5年間の製品保証付です。保証期間内であっても、故障内容によって有償修理となる場合があります。詳しくは保証規定をご参照ください。

指伝話*Kit2*の月額利用料はかかりません。指伝話*Kit2*のご利用には、インターネット等の通信環境は不要です。(電話での会話に使用する場合は、電話機が別途必要です。)



人と人を笑顔で結ぶ

ゆい

有限会社オフィス結アジア



〒251-0012 神奈川県 藤沢市 村岡東 3-12-10

電子メール info@yubidenwa.jp

Tel. 0466-21-7448

ホームページ <http://www.yubidenwa.jp/>

Fax. 0466-21-7996

指伝話 Yubidenwa は、日本および他の国々で登録された有限会社オフィス結アジアの登録商標です。
パンフレットに記載されている製品の仕様等は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。(2016.03版 YJ1603-001)

ゆびでんわ キット ツー 指伝話 *Kit2*



携帯用会話補助装置 指伝話専用機
会話のタイプをお選びいただけます



ゆびでんわ

キット

指伝話 Kit2

指伝話Kit2は、携帯用会話補助装置(専用機・充電式)です

対面の会話で使う

画面をタップすると、ことばを自然な発音の合成音声で伝えます。

画面の表示は、**文字タイプ**、**五十音タイプ**、**絵カードタイプ**の3種類があります。

画面は指でタッチして操作しますが、スタイラスペンを使うこともできます。

音声は本体の内蔵スピーカーから聞こえます。

声の種類、音程、速度を変更して、お好みの声質にすることができます。


電話の会話で使う

付属の電話通信用専用アダプタをお持ちの携帯電話と接続すれば、対面の相手との会話だけでなく電話の向こう側の相手にも声を伝えることができます。

一般に、お互いがスマートフォンを使っていればSMSやメールが使えますが、相手が固定電話や公衆電話だとそれができません。

指伝話Kit2を携帯電話と一緒に使えば、相手がどんな電話であっても、音声でのやりとりをすることができます。


※ 携帯電話とイヤホンは指伝話Kit2に付属していません。



電話通信用専用アダプタについて

- ・接続できる電話機は、3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のものです。
- ・多くのスマートフォンはCTIA規格ですが、一部違う規格のものがあります。
- ・接続プラグの形状が一致すれば(もしくは変換プラグを用いることで)接続が可能な機種もありますが、選択したことばの音声をイヤホンから聞くことができないなどの制限があるかもしれません。
- ・電話機との接続ミニプラグケーブルは付属しています。
- ・付属のボタン電池(CR2032)が切れた場合は、市販品と交換してください。
- ・本体の青い部分を押すと、本体上のマイクで周囲の音を取得します。
- ・電話の相手の声は、イヤホンで聞くことができます。

文字タイプ



- ・あらかじめことばを登録しておき、タップして音声で伝えます。
- ・例文が入っていますが、ことばを自由に追加・編集したり、好きな順番に並べ替えたりすることができます。
- ・ことばを、14のグループに分けて登録しておくことができます。使うシーンにあったことばをあらかじめ登録しておくことで便利です。
- ・1つのグループに登録できることばの数は100程度です。
- ・1つのことばに登録できる文字は30,000文字程度です。
- ・表示する文字のサイズ、行の高さ、画面の向きを設定できます。
- ・音声は、4種類の日本語、2種類の英語の声から選択できます。
- ・声の速度や音程を変更して、声の質を変えることができます。

五十音タイプ



- ・五十音表から文字を選択入力して文章を作り、タップして音声で伝えます。
- ・文字の選択時に音声を出す・出さないの切り替えができます。
- ・五十音表は、ひらがな・カタカナを切り替えることができます。
- ・ローマ字入力画面を使い、漢字変換をした文章を音声で伝えることも可能です。
- ・文の保存はできません。
- ・音声は、4種類の日本語の声から選択できます。
- ・声の速度や音程を変更して、声の質を変えることができます。

絵カードタイプ



- ・あらかじめ登録した絵や写真をタップして、音声で伝えます。
- ・撮った写真を登録し、読むことばを入力して絵カードを作れます。
- ・カードの表示方法は、文字だけ、写真だけ、文字と写真など、16通りの組み合わせから選べます。
- ・1ページに表示するカードの数は1・2・4・8・9・16枚。音声の有無も含めるとその表示方法は3,000通りにもなります。
- ・音声は、4種類の日本語、2種類の英語の声から選択できます。
- ・声の速度や音程を変更して、声の質を変えることができます。
- ・絵カードは、セットとして分けて登録しておくことができます。
- ・1つのセットに登録できる絵カードの数は、500程度です。
- ・登録できるセットの数は、500程度です。